ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 49

ИЗМЕРЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКОГО ПИРОМЕТРА


Выполнил студент гр	Ф.И.О
Подпись преподавателя	дата

<u>Цель работы</u>: ознакомиться с методами оптической пирометрии, с их помощью определить температуру нагретого тела и вычислить экспериментальное значение постоянной Стефана-Больцмана.

Описание установки

Принцип действия яркостного пирометра основан на сравнении яркости исследуемого нагретого тела (нити накаливания лампочки 9) с яркостью эталонного абсолютно черного тела, которым является нить накала пирометрической лампы 7. Обе нити наблюдаются в поле зрения окуляра 1. Вращением кольца наводки резкости 5 перемещают объектив, направленный на нить накала 9, и добиваются одинаково четких накладывающихся изображений обеих нитей.


Яркость изображений сравнивают в интервале длин волн $\Delta\lambda$, для чего на пути лучей от источников 7 и 9 ставят светофильтр 2, пропускающий красный свет с $\lambda = 660$ нм.



Регулятор 6 позволяет менять накал лампочки, изменяя истинную температуру T её нити. Накал эталонной нити 7 пирометра увеличивают или уменьшают, вращая регулятор 3 на пирометре и изменяя ток, текущий через реостат, до тех пор, пока в поле зрения окуляра нить 7 не станет неразличимой на фоне раскаленной нити накала лампочки 9. При этом эталонная нить пирометра имеет яркостную температуру $T_{\rm R}$, которую определяют по верхней шкале стрелочного прибора 4. Если лампочка 9 очень яркая и стрелка пирометра зашкаливает, включают дополнительный красный светофильтр 8, ослабляя поток света, и проводят измерения по нижней шкале 4 пирометра.

Порядок выполнения работы

1. **Не включая установку в сеть**, ознакомиться с расположением ручек регулировки лабораторной установки и пирометра. Определить цену деления вольтметра и амперметра. Например, точка на круглой ручке измерительного прибора (вольтметра) расположена напротив значения 7,5. Тогда максимальное значение напряжения на шкале вольтметра равно $U_{\rm max}=7.5~{\rm B}$, а вольтметр, изображенный на рисунке, измеряет напряжение $U=7.5\cdot25/100=1,875~{\rm B}$.



- 2. Поставить регуляторы исходное положение, повернув регулятор 3 до упора против часовой стрелки, а регулятор 6 по часовой стрелке. **После этого** включить установку и пирометр в сеть.
- 3. Регулятором 6 установить ток I = 0,45 A лампе 9. Записать значения тока и напряжения в таблицу (рекомендуемые значения тока указаны на установке).
- 4. Вращая регулятор 3 по часовой стрелке добиться появления в поле зрения окуляра нити пирометра 7 на фоне светящейся нити лампы. Регуляторами 2 и 5 добиться их четкого изображения.
- 5. Вращением регулятора 3 добиться одинаковой яркости видимых в окуляр нитей. По верхней шкале 4 пирометра определить яркостную температуру $t_{\rm g}^{\rm o}$ в градусах Цельсия. Для заданного тока I измерение произвести три раза, каждый раз регулятором 3 выравнивая яркость нитей.
- 6. Измерения яркостной температуры $t_{\rm g}^{\rm o}$ выполнить для трёх других значений тока I, указанных на установке, повторяя действия пунктов 3-5. Все результаты измерения занести в таблицу.
- 7. Для каждого значения тока вычислить среднюю яркостную температуру $\left\langle t_{\mathfrak{g}}^{\mathrm{o}} \right\rangle$ в градусах Цельсия, и по формуле $T_{\mathfrak{g}} = \left\langle t_{\mathfrak{g}}^{\mathrm{o}} \right\rangle + 273$ в градусах Кельвина. По формуле $P = I \cdot U$ определить мощность, потребляемую лампой.

Таблица

8. По формуле
$$T = \frac{T_{\text{M}}}{1 + C_2 T_{\text{M}}}$$
, где $C_2 = \frac{\ln a_{\lambda T}}{C_1} = -3,66 \cdot 10^{-5} \,\text{K}^{-1}$

для каждого значения тока определить истинную температуру нити накала лампы.

9. Для каждого значения тока по формуле

$$\sigma = \frac{\alpha IU}{a_{\lambda T}T^4S}$$

рассчитать величину постоянной Стефана-Больцмана. Здесь $S=7\cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}^2$ - площадь нити накала, $a_{\lambda T}\approx 0.45$ - поглощательная способность вольфрама, $\alpha=0.85$.

10. Вычислить среднюю величину $\langle \sigma \rangle$. Все результаты занести в таблицу.

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 49

- 1. Что представляет собой тепловое излучение нагретого тела?
- 2. Какая величина называется спектральной излучательной способностью? спектральной поглощательной способностью? энергетической светимостью?

I, A


U, B

P, B_T

 $t_{\rm g}^{\rm o}$, °C

 σ , BT/ $M^2K^4 \cdot 10^{-8}$ $\langle \sigma \rangle =$

- 3. В чем заключается закон Кирхгофа для теплового излучения? Какой смысл имеет универсальная функция $f(\lambda,T)$ в этом законе?
- 4. Что называется абсолютно черным телом? Приведите примеры таких тел.
- 5. Как, зная излучательную способность, найти энергию, излучаемую нагретым телом за время Δt ?
- 7. Как изменится график излучательной способности абсолютно черного тела (рис.А) при увеличении температуры? Нарисуйте на одном поле два графика зависимости $r_{\lambda T\, \mathrm{черh}}$ от λ при разных температурах.
- 8. По прямому проводу длины l с малым радиусом r, находящемуся в вакууме, течет ток l. Удельное сопротивление провода ρ . Определите установившуюся температуру провода.



- 9. Чем отличаются энергетические светимости абсолютно черного и "серого" тела? Можно ли все реальные тела считать "серыми"?
- 10. Объясните назначение всех элементов лабораторной установки и объясните принцип её действия.
- 11. Зачем в данной работе используется светофильтр? Почему измерения нельзя выполнить без светофильтра?
- 12. В чем состоит суть метода оптической пирометрии? Как можно измерить температуру нагретого тела на расстоянии по его яркости? Температура какого тела определяется по шкале пирометра?
- 13. Что называется яркостной температурой наблюдаемого тела (нити накала)?
- 14. Объясните формулу $r_{\lambda \text{ черн}}(\lambda, T_{\text{Я}})\Delta\lambda = r_{\lambda}(\lambda, T)\Delta\lambda = a_{\lambda T}r_{\lambda \text{ черн}}(\lambda, T)\Delta\lambda$. для нити накала лампочки 9
- 15. Абсолютно черное и "серое" тело имеют одинаковую температуру. Какое из этих тел имеет большую яркость? большую яркостную температуру?

Теоретические сведения к данной работе можно найти в учебных пособиях:

- 1. Савельев И.В. Курс общей физики в 3-х тт. СПб., М., Краснодар: Лань, 2008. : Т. 3: §§2, 4-6.
- 2. Колмаков Ю.Н., Пекар Ю.А., Лежнева Л.С., Семин В.А. Основы квантовой теории и атомной физики, изд. ТулГУ. 2010, гл. I §§1-5.