ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 36

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ И КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОЗРАЧНОГО РАСТВОРА С ПОМОЩЬЮ РЕФРАКТОМЕТРА АББЕ

Выполнил студент гр	Ф.И.О.		
Подпись преподавателя	дата		
(обязательна после окончания эксперимента)			


<u>Цель работы</u>: построить кривую зависимости показателя преломления раствора глицерина от его концентрации и с её помощью определить концентрацию исследуемого раствора.

Описание установки

Используемый рефрактометр изображен на рис.1. Лучи света падают на окошко двух поворотных призм 1. Верхнюю призму надо откинуть вбок с помощью выступа 5 и заполнить узкое пространство между призмами исследуемой жидкостью. В поле зрения окуляра 2 наблюдается картина светотени — освещенной и тёмной области. Вращением ручки 3 сдвигают границу между ними так, чтобы



она совпала с центральной вертикальной риской, которая в этом случае укажет значение показателя преломления жидкости, считываемое по видимой в поле зрения шкале (рис.2). Вращением ручки 4 компенсатора убирают окрашенную полосу вдоль границы светотени, делая её четкой прямой линией (рис.2).




Порядок выполнения работы

- 1. Установить рефрактометр окошком к источнику света. С помощью выступа 5 (рис.1) откинуть вбок верхнюю призму рефрактометра и тщательно протереть чистой салфеткой (тканью) обе поверхности призм, очищая их от остатков жидкости и пыли. Такую очистку проводить перед каждым новым измерением.
- 2. Пипеткой или стеклянной палочкой осторожно нанести и размазать по поверхности нижней призмы жидкость (воду). Слой жидкости должен быть тонким, но должен покрывать всю поверхность призмы.
- 3. Аккуратно вернуть обратно верхнюю призму, закрывая её. В окуляре рефрактометра видна окрашенная полоска границы между освещенной и темной областью. Ручкой компенсатора 4 устранить её, получая резкую границу между светом и тенью (чёткость изображения регулируется вращением обода окуляра). Ручкой 3 сместить эту границу, совмещая её с центральной вертикальной риской. По шкале, видимой в поле зрения окуляра, определить величину показателя преломления вода и занести её в таблицу 1.

 Таблица 1.

Жидкость	вода	раствор	раствор	раствор	раствор	глицерин	неизвестный
	c = 0%	c = 15%	c = 30%	c = 50%	c = 75%	c = 100%	раствор
показатель							
преломления							
	$\lambda_0 =$	HM			$c_x =$	%	

- 4. По кривой дисперсии воды, помещенной на установке, определить длину волны λ_0 , на которую настроен рефрактометр.
- 5. Повторить измерения пунктов 1-3, нанося между призмами рефрактометра используемые в работе растворы с известной концентрацией растворенного вещества (глицерина), а также раствор с неизвестной концентрацией c_x глицерина. Результаты измерений заносить в таблицу 1.
- 6. Построить график зависимости коэффициента преломления растворов в зависимости от процентного содержания глицерина. По этому графику и по измеренному коэффициенту преломления n_x определить процентное содержание глицерина \mathcal{C}_x в исследуемом растворе.



7. Тщательно протереть поверхности призм рефрактометра, удаляя следы всех растворов.

Контрольные вопросы к лабораторной работе № 36

- 1. Сформулируйте закон преломления света.
- 2. При каких условиях возникает полное внутреннее отражение света? Как найти предельный угол полного внутреннего отражения?
- 3. Луч света падает на боковую грань AB прозрачной призмы с углом 90° . Угол падения уменьшают, и при его значении $\alpha = 60^{\circ}$ свет перестает выходить в воздух из второй грани призмы BC. Найти величину показателя преломления n материала призмы.



свет

стекло

- 4. Объяснить устройство и принцип действия рефрактометра Аббе. Как с помощью этого рефрактометра измерить показатель преломления жидких прозрачных сред?
- 5. Почему одна из поверхностей призм в рефрактометре отполирована, а вторая матовая?
- 6. В чем заключается явление дисперсии света?
- 7. Что происходит с величиной коэффициента преломления прозрачной среды при увеличении длины волны света и по каким причинам? Скорость каких лучей в прозрачной среде больше: красных? зеленых? синих? белых?
- 8. Луч белого света падает из воздуха на стеклянную призму. Нарисуйте ход лучей в призме и на выходе из неё.
- 9. Нарисуйте схему хода лучей через призмы рефрактометра и с её помощью объясните, почему поле зрения, видимое в окуляре, делится на освещенную и не освещенную область. Почему при повороте призм рефрактометра граница этой области сдвигается?
- 10. Почему в поле зрения окуляра на границе светотени видна окрашенная полоска? Почему она имеет жёлто-красный цвет? Как её устранить?
- 11. Объясните методику определения неизвестного процентного содержания глицерина в исследуемом растворе с помощью рефрактометра.

Изучаемый в работе материал можно найти в следующих учебных пособиях:

- 1. Ландсберг Г.С. Оптика. М: ФИЗМАТЛИТ, 2003. §§70, 137, 155.
- 2. Лагун И.М., Колмаков Ю.Н. Физика, изд. ТулГУ. 2023, стр.128-130